

«Медицинский совет» (205 x 280 мм)

Приложение к журналу «Карманные рекомендации (115 x 160 мм)

Материалы рекламных модулей принимаются в программах

- **Adobe Illustrator (AI или EPS) версии до CS6**
 - все растровые объекты в векторных файлах должны быть встроены (Embed);
 - цветовой охват CMYK;
 - все шрифты должны быть переведены в кривые (Create Outlines).
- **PDF**
 - все шрифты должны быть переведены в кривые (Create Outlines);
 - в PDF должен быть встроен соответствующий изданию и расположению рекламного макета профиль цветоделения (PSO_LWC_Improved_eci.icc (блок); ISOcoated_v2_eci.icc (обложка))
- **Adobe Photoshop (TIFF)**
 - цветовой охват CMYK, без LZW-сжатия.

Рекламные материалы принимаются в комплекте с прилагающимися дополнительно превью-файлами форматов PDF или JPG 100% размера.

Верстка модуля должна строго соответствовать **ФОРМАТАМ РЕКЛАМНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.**

Минимальная допустимая толщина линий 0,25 pt (одноцветная), 0,5 pt (более чем один цвет), 1 pt (белая).

Минимальный размер шрифта 7 pt (одноцветный), 9 pt (инверсный текст).

Суммарное красочное покрытие (Total ink) для обложки и блока – 300 %.

Рекламный макет должен содержать пометку «реклама» или «на правах рекламы» в любом месте макета шрифтом не менее 7 pt.

Предупреждающие надписи:

- ЛС, медицинские услуги, методы лечения и медицинская техника – 5% рекламной площади
- БАД – 10% рекламной площади

Стандартные модули

Размер	Ориентация	Медицинский совет	Карманные рекомендации
1 полоса	Верт.	Дообрезной 215 x 290 мм Обрезной 205 x 280 мм	Дообрезной 125 x 170 мм Обрезной 115 x 160 мм
1\2 полосы	Гориз.	176 x 117 мм*	х
	Верт.	85 x 240 мм*	х
1\3 полосы	Гориз.	176 x 77 мм*	х
	Верт.	55 x 240 мм*	х
1\4 полосы		85 x 117 мм*	х

* Формат для размещения внутри полосы набора (дополнительно «навылет» прибавлять ничего не нужно)

Модули для вклейки на перфорации (2 полосы)

Медицинский совет	Карманные рекомендации
Дообрезной 215 x 290 мм Обрезной 205 x 280 мм	Дообрезной 125 x 170 мм Обрезной 115 x 160 мм
Отступ внутрь от обрезного формата до значимых элементов макета 25 мм	Отступ внутрь от обрезного формата до значимых элементов макета 25 мм

Модули для вклейки на перфорации (4 полосы)

Медицинский совет
Дообрезной 400 x 290 мм Обрезной 390 x 280 мм
Отступ на полосе с перфорацией внутрь от обрезного формата до значимых элементов макета 25 мм

Модули для клапана 1-й обложки

Медицинский совет
Лицо Дообрезной 141,5 x 225 мм Обрезной 131,5 x 215 мм
Оборот Дообрезной 141,5 x 290 мм Обрезной 131,5 x 280 мм

Гейт-фолдер

Медицинский совет
Дообрезной 408 x 290 мм Обрезной 398 x 280 мм
Отступ внутрь от корешка до значимых элементов макета 14 мм